




適用於軟質生物組織及軟質材料的壓痕測試儀

Instrumented Indentation Testing of Biological and Soft Materials

欲瞭解軟質生物組織及其他軟質材料的局部特性，壓痕測量儀(Instrumented Indentation Testing)為您最佳的選擇。該技術的一大優勢在於不僅可以測量基材的彈性模量及硬度，亦可測量基材的時間相依性質與附著力的變化。而生物壓痕儀(Bioindenter)為一測量範圍極廣的奈米壓痕測試儀，其可測量彈性模量低於2 kPa的極軟材料，這樣的測試條件不僅可用來量測許多軟質的生物材料、水凝膠、彈性體、軟性聚合物，亦可用於電子產品的黏合膜及其他軟材料。除此之外，Bioindenter也可在液相環境中進行測試。



生物壓痕測試儀(UNHT³Bio)及顯微鏡的表面特性測試儀

①應用範例：

- ◆ 軟骨
- ◆ 角膜
- ◆ 軟膠膜

②測試方式：

- ◆ 球形壓頭適用於軟性材料的壓痕測試
- ◆ 短壓頭適用於黏著劑的壓痕測試
- ◆ 扁平的圓柱壓頭或錐形壓頭適合其他材料的測試

關於台灣安東帕

Anton Paar於2019成立台灣分公司。我們在密度測量、濃度測量、溶解二氧化碳測定、流變儀以及黏度測量均為全球領導地位品牌。客戶群包括全球知名的啤酒和軟性飲料製造商，除了飲料產業外我們客戶群也包含了食品業、化學品、半導體產業、製藥產業和石化工業。公司自從創立以來致力於高精密製造並結合最新的科學技術研發，目前提供約170種分析方法來協助客戶改善製程提高研發能量。Anton Paar總公司位於奧地利格拉茲，集團活躍於110多個國家，全球有32家銷售分公司以及9個分布於歐洲和美國的生產基地，提供最專業及高品質的服務支援。☎（廣編企劃）

廠商聯絡資訊

台灣安東帕有限公司
電話：+886-2-8979-8228 信箱：info.tw@anton-paar.com

深入了解詳情：
生物壓痕測試儀
(UNHT³Bio)

